

# Klinická laboratoř



## Aktualizace doporučení: Diabetes mellitus - laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů

Albumin v moči (platnost od 9.6.2015)

Doporučenými nástroji pro sledování mikroalbuminurie jsou stanovení poměru koncentrace albuminu a kreatininu (ACR) a stanovení koncentrace albuminu v časovaném sběru moče.

Pro stanovení poměru albumin/kreatinin (ACR) se doporučuje vyšetření albuminu z prvního ranního vzorku moče.

### **Rozhodovací meze pro poměr albumin/kreatinin**

Normální exkrece		
Albumin/ kreatinin (U alb/ U kreat.) [g/mol kreatininu]		
Věk od	Věk do	Norma do
0 D-Ž	150 R-Ž	< 3,5
0 D-M	150 R-M	< 2,5

D-den, T-týden, M-měsíc, R-rok, Ž-žena, M-muž

### **Rozhodovací meze pro vylučování albuminu ve sbírané moči za 24 hodin**

Normální exkrece		
Vylučování albuminu [mg/24 hod]		
Věk od	Věk do	Norma do
15 R	150 R	< 30,0

R-rok