

H-1 fyziologické/normální hodnoty, podmínky odběru

Syfilis

Odebíraný materiál	Krev
Odběr do	Plast se separačním gelem (Sarstedt: hnědý uzávěr)
Dostupnost rutinní	Pondělí až pátek
Odezva (rutinní)	Do 5 hodin od doručení do laboratoře
Pokyny k odběru	Viz. Laboratorní příručka sekce C-5 Příprava pacienta před vyšetřením (všeobecné pokyny před odběrem)

Používaný materiál pro stanovení		Stabilita (sérum, plazma)	
sérum	plazma		
Sarstedt: hnědý uzávěr	Lithium heparin gel (Sarstedt: oranžový uzávěr)	20 až 25°C	72 hod.
		2 až 8°C	7dní (sérum) 30 dní (plazma)
		"-20°C	neuvedeno

Referenční hodnoty

Syfilis	
Syfilis	nereaktivní

Poznámky

Provádíme jednak test na stanovení protilátek proti *Treponema pallidum* a také rychlý reaginový test, který je kvalitativní, netreponemovou formou testování na syfilis.