

H-1 fyziologické/normální hodnoty, podmínky odběru

Anti-HCV (Protilátky proti viru hepatitidy typu C)

Odebíraný materiál	Krev
Odběr do	Plast se separačním gelem (Sarstedt: hnědý uzávěr)
Dostupnost rutinní	Pondělí až pátek
Odezva (rutinní)	Do 5 hodin od doručení do laboratoře
Pokyny k odběru	Viz. Laboratorní příručka sekce C-5 Příprava pacienta před vyšetřením (všeobecné pokyny před odběrem)

Používaný materiál pro stanovení		Stabilita(sérum, plazma)	
sérum	plazma		
Sarstedt: hnědý uzávěr	Lithium heparin gel (Sarstedt: oranžový uzávěr)	20 až 25°C	neuvedeno
		2 až 8°C	≤7 dní
		"-20°C	≤ 3 měsíce

Referenční hodnoty

Protilátky proti viru hepatitidy typu C	
anti-HCV	nereaktivní

Poznámky

Nemocní infikovaní HCV mohou zpočátku vykazovat mírné potíže i průběh akutní fáze může být zcela bez příznaků onemocnění. U více než 80% nakažených osob dochází k vývoji chronické hepatitidy a dlouhý průběh onemocnění vede k jaterní cirhóze a vzrůstajícímu riziku hepatocelulárního karcinomu.